


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Sdhd Para Wb, Elisa - O14521

Número do item: CM0023923



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a SDHD (subunidade D da succinato desidrogenase) para aplicações de Western blot e ELISA. Apresenta reatividade cruzada com humano, camundongo e rato, possibilitando a pesquisa do complexo II mitocondrial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SDHD Rabbit pAb
Observações/Apelidos	PGL; CBT1; CWS3; PGL1; QPs3; SDH4; cybS; CII-4; MC2DN3; SDHD
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6392
ID do Gene	6392
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 50-150 da SDHD humana (NP_002993.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O14521
Peso da Proteína	17kDa
Envio	Em bolsa de gelo