

Anti-Sdpr/Cavin-2 Rabbit Polymab® Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - O95810

Número do item: CM0004617

introdução

SDPR/Cavin-2 Rabbit PolymAb® detecta cavin-2 humano e de camundongo (SWISS: O95810) em WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Esta proteína associada a caveolas é fundamental para a curvatura da membrana e a biogênese de caveolas. Ideal para pesquisa de IVD e desenvolvimento de ensaios.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SDPR/Cavin-2 Rabbit PolymAb®
Observações/Apelido	SDR; SDPR; PS-p68; cavin-2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	8436
GeneID	8436
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 326-425 do SDPR/Cavin-2 humano (NP_004648.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	O95810
Peso da Proteína	47kDa
Envio	Saco com gelo