

Anticorpo Policlonal Anti-Sdsl Para Wb, Elisa - Q96Ga7

Número do item: CM0015935



introdução

Anticorpo Policlonal Anti-SDSL de Coelho projetado para aplicações em WB e ELISA. Direciona a proteína semelhante à serina desidratase humana (SWISS Q96GA7), reage de forma cruzada com camundongo, adequado para estudos de câncer de pulmão e metabolismo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SDSL Coelho pAb
Observações/Apelido	TDH; cSDH; SDH 2; SDS-RS1; SDSL
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	113675
GeneID	113675
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-137 do SDSL humano (NP_612441.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q96GA7
Peso Proteico	35kDa
Envio	Saco de gelo