

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Sec11A Para Wb, If/Icc, Elisa - P67812

Número do item: CM0016755



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra SEC11A humano, validado para WB, IF/ICC e ELISA. Reage com amostras humanas, de camundongo e de rato. Ideal para o estudo da clivagem de peptídeos-sinal no retículo endoplasmático.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SEC11A Rabbit pAb
Observações/Alíases	SPC18, SPC54A, SEC11L1, sid2895, 1810012E07Rik, SEC11A
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	23478
GeneID	23478
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 37-145 da SEC11A humana (NP_055115.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P67812
Peso da Proteína	21kDa
Envio	Bolsa de gelo