

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Sec13 Para Wb, Ihc, If/Icc, Elisa - P55735

Número do item: CM0014241



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra SEC13 humano, validado para WB, IHC, IF/ICC e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudar sinalização do NPC, COPII e mTORC1.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	SEC13 Rabbit pAb
Observações/Apelido	SEC13R; npp-20; SEC13L1; D3S1231E; SEC13
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6396
GeneID	6396
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-322 do SEC13 humano (NP_899195.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P55735
Peso Proteico	36kDa
Envio	Em saco de gelo