


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Sec14L2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O76054

Número do item: CM0016027



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho Anti-SEC14L2 validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage com SEC14L2 humano, de camundongo e de rato (46 kDa), um transportador lipídico/ativador transcricional associado ao tocoferol e ao colesterol.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SEC14L2 Rabbit pAb
Observações/Abreviações	SPF; TAP; TAP1; C22orf6; SEC14L2
Espécie	Humano
GeneID (humano)	23541
GeneID	23541
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 60-270 da SEC14L2 humana (NP_001191133.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O76054
Peso da Proteína	46 kDa
Envio	Bolsa de gelo