


Anticorpo Policlonal Anti-Sec23A Para Wb, Elisa - Q15436

Número do item: CM0016749



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra Sec23A humano, validado para WB e ELISA. Reage cruzadamente com Sec23A de camundongo e rato. Adequado para estudos de tráfego de vesículas COPII e transporte RE-Golgi.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Sec23A pAb Coelho
Observações/Apelido	CLSD; hSec23A; Sec23A
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	10484
ID do Gene	10484
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-150 do Sec23A humano (NP_006355.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q15436
Peso da Proteína	86kDa
Envio	Saco de gelo