


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Sec23A Para Wb, If/Icc, Elisa - Q15436

Número do item: CM0005761



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-Sec23A de alta qualidade validado para WB, IF/ICC, ELISA. Alvo Sec23A humano, com reatividade cruzada com camundongo. Ideal para estudos de tráfego de vesículas COPII e transporte ER-Golgi.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Sec23A mAb de coelho
Observações/Alias	CLSD; hSec23A; Sec23A
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10484
GeneID	10484
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 300-400 da Sec23A humana (Q15436)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q15436
Peso da Proteína	86kDa
Envio	Bolsa de gelo