

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Sec23B Para Wb, If/Icc, Elisa - Q15437

Número do item: CM0017260

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra a Sec23B humana, uma proteína do revestimento COPII essencial para o transporte do RE para o complexo de Golgi. Adequado para aplicações de WB, IF/ICC e ELISA. Apresenta reação cruzada com proteínas humanas, de camundongo e de rato. Peso molecular previsto de 86 kDa. Ideal para estudos de secreção e transporte de membrana.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	Sec23B Rabbit pAb
Observações/Alias	CWS7; CDAIL; CDAN2; CDA-II; HEMPAS; hSec23B; Sec23B
Espécie	Humano
GeneID (humano)	10483
GeneID	10483
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência localizada entre os aminoácidos 150 e 250 da Sec23B humana (NP_006354.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	Q15437
Peso da proteína	86 kDa
Envio	Bolsa de gelo