

Anticorpo Policlonal Anti-Sec23Ip Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y6Y8

Número do item: CM0015144

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra SEC23IP (p125), validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Adequado para amostras humanas, de camundongo e de rato; ataca a proteína de interação SEC23 envolvida na organização do local de saída do RE e na formação de vesículas COPII.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SEC23IP Rabbit pAb
Observações/Apelido	P125; P125A; iPLA1A; MSTP053; iPLA1beta; SEC23IP
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	11196
ID do Gene	11196
Imunogénio	Proteína Recombinante: Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 600-940 do SEC23IP humano (NP_009121.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9Y6Y8
Peso da Proteína	111kDa
Envio	Saco de gelo