


Anticorpo Monoclonal Anti-Sec24D Para Wb, Elisa - 094855

Número do item: CM0005948



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho que visa o SEC24D, uma proteína do revestimento de vesículas COPII essencial para o transporte do RE para o Golgi. Validado para WB, ELISA em humano, rato, camundongo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SEC24D Rabbit mAb
Observações/Apelido	CLCRP2; SEC24D
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	9871
GeneID	9871
Imunógeno	Proteína recombinante / Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-100 do SEC24D humano (NP_001304995.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	094855
Peso Proteico	113kDa
Envio	Saco de gelo