


Anti-Sec24D Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, If/Icc, Elisa - O94855

Número do item: CM0020083



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra SEC24D humano, validado para WB, IF/ICC, ELISA; reage cruzadamente com camundongo, rato. Adequado para estudar o transporte de vesículas COPII e a seleção de carga do RE-Golgi.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SEC24D pAb de Coelho
Observações/Apelido	CLCRP2; SEC24D
Espécie	Humano
ID do Gene	9871
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 830-1000 do SEC24D humano (NP_001304995.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O94855
Peso Proteico	113kDa
Envio	Saco de gelo