

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Sec61A Para Wb, Elisa - Q9H9S3

Número do item: CM0003283

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado a Sec61A humana (Q9H9S3) para Western blot e ELISA. Reage com humanos, camundongos e ratos. Ferramenta essencial para investigar a translocação de proteínas através do retículo endoplasmático.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Sec61A mAb de Coelho
Observações/Alias	Sec61 alfa-2; SEC61A2; Sec61A
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	55176
GeneID	55176
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 350-450 de Sec61A humana (Q9H9S3).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9H9S3
Peso Proteico	52kDa
Transporte	Bolsa de gelo