


## Anticorpo Policlonal Anti-Sec61A1 Para Wb, Elisa - P61619

Número do item: CM0017967



### introdução

SEC61A1 Rabbit pAb validado para WB e ELISA. Reconhece a SEC61A1 humana, essencial para a translocação de proteínas no RE e a nefrogênese, com reatividade cruzada com camundongo e rato.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                        |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do produto     | SEC61A1 Rabbit pAb                                                                                                           |
| Observações/Apelido | HNFJ4; SEC61; ADTKD5; HSEC61; SEC61A; SEC61A1                                                                                |
| Espécie             | Humana                                                                                                                       |
| GeneID (humano)     | 29927                                                                                                                        |
| GeneID              | 29927                                                                                                                        |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 310-420 da SEC61A1 humana (NP_037468.1) |
| Origem              | Coelho                                                                                                                       |
| Categoria           | Anticorpos policlonais                                                                                                       |
| Aplicação           | WB, ELISA                                                                                                                    |
| Reatividade cruzada | Camundongo, rato                                                                                                             |
| SWISS               | P61619                                                                                                                       |
| Peso da proteína    | 52 kDa                                                                                                                       |
| Envio               | Bolsa de gelo                                                                                                                |