


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Sec61A1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P61619

Número do item: CM0015765



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra SEC61A1 humano (P61619), adequado para WB, IF/ICC e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Utilizado para estudar a translocação de proteínas no RE e a homeostase do cálcio.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SEC61A1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	HNJ4; SEC61; ADTKD5; HSEC61; SEC61A; SEC61A1
Espécie	Humano
ID do Gene	29927
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 310-420 do SEC61A1 humano (NP_037468.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P61619
Peso Proteico	52kDa
Envio	Em saco de gelo