


Anticorpo Policlonal Anti-Sec62 Para Wb, Elisa - Q99442

Número do item: CM0019660



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho SEC62 de alta qualidade, validado para aplicações de Western blot e ELISA. Apresenta reação cruzada com amostras humanas, de camundongo e de rato. Ideal para pesquisas sobre a translocação no RE e os mecanismos de transporte de proteínas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	SEC62 pAb de Coelho
Observações/Apelidos	HTP1; TP-1; Dtrp1; TLOC1; SEC62
Espécie	Humano
GeneID	7095
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 258-399 do SEC62 humano (NP_003253.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q99442
Peso da Proteína	46 kDa
Envio	Bolsa de gelo