


Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Sec62 Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q99442

Número do item: CM0006896



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho SEC62 validado para WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Direciona a proteína de translocação SEC62 humana, de rato e camundongo (~46kDa). Ideal para pesquisa de transporte de proteínas do RE. UniProt Q99442.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SEC62 Anticorpo Monoclonal de Coelho
Observações/Apelido	HTP1; TP-1; Dtrp1; TLOC1; SEC62
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	7095
ID do Gene	7095
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 214-314 da SEC62 humana (NP_003253.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q99442
Peso da Proteína	46kDa
Envio	Saco de Gelo