


Anticorpo Policlonar De Coelho Anti-Secisbp2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q96T21

Número do item: CM0027654



introdução

Anticorpo policlonar de coelho contra SECISBP2 (SBP2) humano validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Essencial para pesquisa de síntese de selenoproteínas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SECISBP2 Coelho pAb
Observações/Alias	SBP2; THMA1; SECISBP2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	79048
GeneID	79048
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 585-854 da SECISBP2 humana (NP_076982.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q96T21
Peso da Proteína	95kDa
Envio	Bolsa de gelo