


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Sel1L Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Ubv2

Número do item: CM0005833



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra SEL1L humano, validado para WB, IHC-P e ELISA. Reage de forma cruzada com ratinho e rato. Tem como alvo a sinalização ERAD e Notch, ideal para investigação pancreática.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SEL1L Rabbit mAb
Observações/Alias	Hrd3; SEL1L1; PRO1063; SEL1-LIKE
Espécie	Humano
ID do Gene	6400
Imunogénio	Um péptido sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 251-350 do SEL1L humano (NP_005056.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Ratinho, Rato
SWISS	Q9UBV2
Peso da Proteína	89kDa
Envio	Saco de gelo