


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Sel1L Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Ubv2

Número do item: CM0016338



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra SEL1L humano para Western blot, IF/ICC e ELISA. Reage com amostras humanas, de camundongo e de rato. Adequado para estudos do controle de qualidade do RE e da sinalização Notch.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	SEL1L Rabbit pAb
Observações/Apelido	Hrd3; SEL1L1; PRO1063; SEL1-LIKE; SEL1L
Espécie	Humana
ID do gene (humano)	6400
ID do gene	6400
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 22-190 da SEL1L humana (NP_005056.3).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	Q9UBV2
Peso da proteína	89 kDa
Envio	Bolsa de gelo