


Anticorpo Policlonal Anti-Sele Para Wb E Elisa - P16581

Número do item: CM0018918



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra SELE humano (E-selectina), validado para WB e ELISA, com reação cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudar a adesão de leucócitos e a biologia endotelial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	pAb de coelho anti-SELE
Observações/Aliazes	ELAM; ESEL; CD62E; ELAM1; LECAM2; selectin-e; SELE
Espécie	Humana
ID do gene	6401
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 22-230 da SELE humana (NP_000441.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	P16581
Peso da proteína	67 kDa
Envio	Bolsa de gelo