

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Selenbp1 Para Wb, Elisa - Q13228

Número do item: CM0023294

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o SELENBP1 humano (Oxidase de metanetiol), adequado para Western blot e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo. Útil para biologia de selênio, metabolismo de metanetiol e pesquisa de biomarcadores de câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SELENBP1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	MTO; LPSB; SP56; hSBP; EHMT0; SBP56; HEL-S-134P; SELENBP1
Espécie	Humano
ID do Gene	8991
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 243-472 do SELENBP1 humano (NP_003935.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q13228
Peso da Proteína	52kDa
Envio	Saco com gelo