

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Selenom Para Wb E Elisa - Q8Wwx9

Número do item: CM0019881

introdução

Anticorpo policlonal de coelho SELENOM para WB e ELISA. Detecta SELENOM humano e de camundongo, uma selenoproteína de 16kDa envolvida na formação de ligações dissulfeto no citoplasma, RE e Golgi. Uso em pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SELENOM Rabbit pAb
Observações/Apelido	SELM; SEPM; SELENOM
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	140606
GeneID	140606
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 50-130 do SELENOM humano (NP_536355.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q8WWX9
Peso da Proteína	16kDa
Envio	Saco de gelo