

Anticorpo Policlonal Anti-Selenop/Selenoproteína P Para Wb, If/Icc, Elisa - P49908

Número do item: CM0019024

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra SELENOP humano (Selenoproteína P), validado para WB, IF/ICC e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Adequado para investigar o transporte de selênio e a defesa antioxidante. Tem como alvo a glicoproteína secretada de 43 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SELENOP Rabbit pAb
Observações/Apelido	SeP; SELP; SEPP; SEPP1; SELENOP
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6414
ID do Gene	6414
Imunogênio	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P49908
Peso da Proteína	43KDa
Envio	Saco de gelo