

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Sema3B Para Wb E Elisa - Q13214

Número do item: CM0030357

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à SEMA3B humana, validado para Western blot e ELISA. Detecta semaforina-3B humana e de camundongo, um sinal secretado de orientação axonal. Ideal para estudos de desenvolvimento neural.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SEMA3B pAb de Coelho
Observações/Apelido	SemaA; SEMA5; SEMAA; semaV; LUCA-1; SEMA3B
Espécie	Humana
GeneID (humano)	7869
GeneID	7869
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 569-748 da SEMA3B humana (NP_001005914.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q13214
Peso Proteico	83kDa
Envio	Em bolsa de gelo