

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Sema4A (Semaphorin-4A) Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9H3S1

Número do item: CM0021093

introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho SEMA4A validado para WB, IF/ICC, ELISA em humano, camundongo, rato. Ideal para estudar sinalização de semaforina em neurobiologia e pesquisa de regulação imunológica e desenvolvimento de ensaios IVD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SEMA4A pAb de Coelho
Observações/Apelido	RP35; SEMB; SEMAB; CORD10; SEMA4A
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	64218
GeneID	64218
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 320-580 da SEMA4A humana (NP_071762.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9H3S1
Peso Proteico	84kDa
Envio	Saco de Gelo