

Anticorpo Policlonal Anti-Sema4C Para Wb, Elisa - Q9C0C4

Número do item: CM0025340



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o SEMA4C (Semaphorin-4C) humano e de rato, validado para WB e ELISA. O SEMA4C é um recetor PLXNB2 envolvido na orientação de axónios e sinalização celular. Ideal para investigação em neurociência e biologia do desenvolvimento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SEMA4C pAb de Coelho
Observações/Alíás	SEMAF; SEMAI; SEMACL1; M-SEMA-F; SEMA4C
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	54910
ID do Gene	54910
Imunogénio	Proteína recombinante correspondente a uma sequência contendo aminoácidos 749-833 do SEMA4C humano (NP_060259.4)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q9C0C4
Peso da Proteína	93kDa
Envio	Saco de gelo