

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Sema4F Para Wb, Ihc-P, Elisa - O95754

Número do item: CM0015065

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado a SEMA4F humano, adequado para Western blot, IHC-P e ELISA. Reconhece ortólogos de camundongo e rato. Ideal para pesquisas em neurogênese e migração celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SEMA4F Rabbit pAb
Observações/Alias	S4F; SEMAM; SEMAW; M-SEMA; PRO2353; m-Sema-M; SEMA4F
Espécie	Humano
ID do Gene	10505 (Humano)
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 280-420 da SEMA4F humana (NP_004254.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O95754
Peso Molecular da Proteína	84kDa
Envio	Bolsa de gelo