


Anticorpo Policlonais Anti-Sema7A Para Wb, Elisa - 075326

Número do item: CM0015960



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra SEMA7A humana (Semaphorin-7A, CD108), validado para WB e ELISA. SEMA7A regula a sinalização de integrinas, respostas imunológicas e orientação de axônios. Ideal para pesquisa em inflamação e neurobiologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SEMA7A Rabbit pAb
Observações/Alias	JMH, CD108, SEMAL, CDw108, PFIC11, SEMAK1, H-Sema-L, H-SEMA-K1, SEMA7A
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	8482
ID do Gene	8482
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 45-280 da SEMA7A humana (NP_003603.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	075326
Peso da Proteína	75kDa
Envio	Bolsa de gelo