

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Semaphorina 3A Para Wb, Elisa - Q14563

Número do item: CM0006483

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade para Semaphorina 3A (SEMA3A) para Western blotting e ELISA. Detecta proteínas humanas, de camundongo e rato. Imunógeno recombinante da região C-terminal. Ideal para pesquisa em neurobiologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Anti-Semaphorina 3A de Coelho
Observações/Apelidos	HH16; SemD; COLL1; SEMA1; SEMAD; SEMAL; coll-1; Hsema-I; SEMAIII; Hsema-III; Semaphorina 3A
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	10371
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 582-771 da Semaphorina 3A humana (NP_006071.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q14563
Peso da Proteína	89kDa
Envio	Bolsa de gelo