

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Semaphorin 3A Para Wb, Elisa - Q14563

Número do item: CM0016808

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa a Semaphorin 3A humana para western blotting e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Útil para estudos de orientação do cone de crescimento neuronal e desenvolvimento olfativo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Semaphorin 3A Rabbit pAb
Observações/Apelido	HH16; SemD; COLL1; SEMA1; SEMAD; SEMAL; coll-1; Hsema-I; SEMAIII; Hsema-III; Semaphorin 3A
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	10371
ID do Gene	10371
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 300-400 da Semaphorin 3A humana (NP_006071.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q14563
Peso Proteico	89kDa
Envio	Saco de gelo