


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Semaforina-4D/Cd100 Para If/Icc, Fc, Elisa - Q92854

Número do item: CM0007583



introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho contra a Semaforina-4D/CD100 humana. Validado para IF/ICC, FC, ELISA. Tem como alvo um receptor de superfície celular de 82/96 kDa envolvido na neurogênese e resposta imune. Ideal para pesquisa em neurociência e imunologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho anti-Semaforina-4D/CD100
Observações/Apelido	SEMA4D; C9orf164; CD100; M-sema-G; SEMA; coll-4; semaphorin-4D; Semaphorin-4D/CD100
Espécie	Humano
GeneID (humano)	10507
GeneID	10507
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 22-734 da Semaforina-4D/CD100 humana (NP_006369.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	IF/ICC, FC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q92854
Peso da Proteína	82kDa/96kDa
Envio	Bolsa de gelo