

Anticorpo Policlonal Anti-Semg1 Para Wb, Elisa - P04279

Número do item: CM0020786



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a Semenogelina-1 humana (SEMG1), adequado para Western blot e ELISA. Reage com a espécie humana; o imunógeno abrange os aminoácidos 312-462. Essencial para a biologia reprodutiva e a pesquisa sobre fertilidade.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SEMG1 Rabbit pAb
Observações/Alias	SEMG1; CT103; SEMG; SGI; dj172H20.2; semenogelina-1
Espécie	Humana
GeneID	6406
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 312-462 da SEMG1 humana (NP_002998.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	P04279
Peso da Proteína	45 kDa/52 kDa
Envio	Bolsa de gelo