

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Semg1 Para Wb, Elisa - P04279

Número do item: CM0025373



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra Semenogelina-1 humana (SEMG1), validado para WB e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Adequado para pesquisa em biologia reprodutiva e análise de sêmen.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SEMG1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	SGL; SEMG; CT103; dJ172H20.2; SEMG1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6406
GeneID	6406
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 24-310 do SEMG1 humano (NP_002998.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P04279
Peso da Proteína	52kDa
Envio	Saco de gelo