

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Semg2 Para Wb, Elisa - Q02383

Número do item: CM0016381

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a Semenogelina-2 humana (SEMG2) para WB e ELISA. Detecta SEMG2 humana e de camundongo. Ideal para estudos de biologia reprodutiva e coagulação do sêmen.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Descrição
Nome do produto	SEMG2 pAb de coelho
Observações/Apelido	SGII; SEMG2
Espécie	Humana
ID do gene (humano)	6407
ID do gene	6407
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 383-582 da SEMG2 humana (NP_002999.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo
SWISS	Q02383
Peso da proteína	65 kDa
Envio	Bolsa de gelo