


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Senp1 Para Wb, Elisa - Q9P0U3

Número do item: CM0007943



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho Anti-SEN1 validado para WB e ELISA. Tem como alvo a sentrina-específica protease 1 humana (SuPr-2, SENP1), uma hidrolase de 73 kDa da via SUMO crítica para a desSUMOilação de proteínas. Adequado para o estudo da regulação transcricional e metilação de RNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SEN1 mAb de Coelho
Observações/Apelido	SuPr-2; SEN1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	29843
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 400-501 do SEN1 humano (Q9P0U3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9P0U3
Peso da Proteína	73kDa
Envio	Saco de gelo