


## Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Senp2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Hc62

Número do item: CM0023469



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho validado contra SENP2 humano para Western blot, IHC em parafina e ELISA. Reage com humano, rato, rato. Adequado para pesquisa de vias SUMO, sinalização Wnt e adipogênese. Para uso exclusivo em pesquisa.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                      |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | pAb de Coelho SENP2                                                                                                        |
| Observações/Apelido | AXAM2, SMT3IP2, SENP2                                                                                                      |
| Espécie             | Humano                                                                                                                     |
| ID do Gene (Humano) | 59343                                                                                                                      |
| ID do Gene          | 59343                                                                                                                      |
| Imunogênio          | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 366-589 do SENP2 humano (NP_067640.2) |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                     |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                     |
| Aplicação           | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                           |
| Reatividade Cruzada | Humano, Rato, Rato                                                                                                         |
| SWISS               | Q9HC62                                                                                                                     |
| Peso Proteico       | 68kDa                                                                                                                      |
| Transporte          | Saco de gelo                                                                                                               |