

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Sepn1 Para Wb E Elisa - Q9Nzv5

Número do item: CM0013548

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra SEPN1 (selenoproteína N) para Western blot e ELISA. Apresenta reação cruzada com amostras humanas e de camundongo. Ideal para estudos sobre estresse oxidativo, homeostase do cálcio e biologia muscular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	pAb de coelho anti-SEPN1
Observações/alias	RSS; CFTD; SELN; CMYP3; MDRS1; RSMD1; SEPN1
Espécie	Humana
ID do gene	57190
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 341-590 da SEPN1 humana (NP_065184.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo
SWISS	Q9NZV5
Peso da proteína	66 kDa
Envio	Bolsa de gelo