

Anticorpo Policlonal Coelho Anti-Sepsecs Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Hd40

Número do item: CM0028202



introdução

Anticorpo policlonal coelho SEPSECS para WB, IF/ICC, ELISA; detecta SEPSECS humano, de rato e camundongo, uma selenocisteína sintase essencial para a biossíntese de selenoproteínas e um conhecido autoantígeno em doenças hepáticas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SEPSECS Coelho pAb
Observações/Apelido	LP; SLA; SecS; PCH2D; SLA/LP; SLA-p35; SEPSECS
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	51091
GeneID	51091
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 222-501 do SEPSECS humano (NP_058651.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9HD40
Peso Proteico	56kDa
Envio	Saco de gelo