


Anticorpo Policlonais Anti-Septina-1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Wyj6

Número do item: CM0019585



introdução

Anticorpo policlonal recombinante contra Septina-1 humana (SWISS: Q8WYJ6) para Western blot, IHC-P e ELISA. Validado em amostras humanas, de camundongo e rato. Reconhece a proteína de 42 kDa envolvida na citocinese e organização do citoesqueleto.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Septina 1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	LARP; SEP1; DIFF6; SEPT1; PNUTL3; Septina 1
Espécie	Humana
GeneID (humano)	1731
GeneID	1731
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 270-370 da Septina 1 humana (NP_443070.5).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8WYJ6
Peso da Proteína	42kDa
Envio	Bolsa de gelo