

Anticorpo Policlonal Anti-Septina 11 Para Wb, Elisa - Q9Nva2

Número do item: CM0018488



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à Septina-11 humana, validado para WB e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Para estudos de citoesqueleto, divisão celular e neurociência.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Septina 11 pAb de Coelho
Observações/Apelido	SEPT11; Septina 11
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	55752
GeneID	55752
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-120 da Septina 11 humana (NP_060713.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9NVA2
Peso Proteico	49kDa
Remessa	Bolsa de Gelo