

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Septina 11 Para Wb, Elisa - Q9Nva2

Número do item: CM0014852



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado à Septina-11 humana (SEPT11). Validado para WB e ELISA, reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudos do citoesqueleto e da citoarquitetura neuronal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	Anticorpo pAb de Coelho contra Septina 11
Observações/Apelido	SEPT11; Septina 11
Espécie Alvo	Humano
GeneID (Humano)	55752
GeneID	55752
Imunógeno	Proteína recombinante: Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-120 da Septina 11 humana (NP_060713.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9NVA2
Peso Proteico	49kDa
Envio	Em saco de gelo