

Anticorpo Policlonal Anti-Septina 2 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q15019

Número do item: CM0026146



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-Septina 2 de alta qualidade para Western blot, imunofluorescência e ELISA. Reage com Septina-2 humana e de camundongo. Imunógeno de proteína recombinante. Ideal para pesquisas sobre divisão celular e citoesqueleto.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Septina 2 pAb de Coelho
Observações/Alias	DIFF6; NEDD5; SEPT2; NEDD-5; Pnutl3; hNedd5; Septina 2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4735
GeneID	4735
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 112-361 da Septina 2 humana (NP_004395.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q15019
Peso da Proteína	41kDa
Envio	Bolsa de gelo