

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Septina 2 Para Wb, Elisa - Q15019

Número do item: CM0011403



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra Septina 2 humana (NEDD-5), validado para WB e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. A Septina-2 é uma GTPase formadora de filamentos envolvida na mitose, ciliogênese e organização do citoesqueleto de actina. Ideal para pesquisa em biologia celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelho Septina 2
Observações/Apelido	DIFF6; NEDD5; SEPT2; NEDD-5; Pnut13; hNedd5; Septin 2
Espécie	Humano
ID do Gene	4735
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 202-298 da Septina 2 humana (Q15019)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q15019
Peso Proteico	41kDa
Envio	Saco de gelo