

## Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Septina 3 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Uh03

Número do item: CM0021226



### introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho Septina 3 (41kDa) validado para WB, IF/ICC, ELISA em Humano, Rato, Rato. Tem como alvo a septina-3 específica neuronal, uma GTPase do citoesqueleto específica do cérebro envolvida na citocinese. Ideal para pesquisa em neurobiologia.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro            | Valor                                                                                                                                                  |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto      | Anticorpo pAb de Coelho Septina 3                                                                                                                      |
| Observações/Apêndice | SEP3; SEPT3; bK250D10.3; Septina 3                                                                                                                     |
| Espécie              | Humano                                                                                                                                                 |
| GeneID               | 55964                                                                                                                                                  |
| Imunogénio           | Proteína Recombinante: Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 179-358 da Septina 3 humana (NP_663786.2). |
| Fonte                | Coelho                                                                                                                                                 |
| Categoria            | Anticorpos Policlonais                                                                                                                                 |
| Aplicação            | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                                      |
| Reatividade Cruzada  | Humano, Rato, Rato                                                                                                                                     |
| SWISS                | Q9UH03                                                                                                                                                 |
| Peso Proteico        | 41kDa                                                                                                                                                  |
| Envio                | Saco de gelo                                                                                                                                           |