


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Septina 4 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O43236

Número do item: CM0016864



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra Septina 4 (SWISS: O43236), adequado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage de forma cruzada com humano, camundongo e rato. Detecta GTPase citoesquelética envolvida na apoptose e espermatogênese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Septina 4 Coelho pAb
Observações/Alias	H5, ARTS, MART, SEP4, CE5B3, SEPT4, PNUTL2, hucep-7, BRADEION, C17orf47, hCDCREL-2, Septina 4
Espécie	Humano
ID do Gene	5414
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O43236
Peso da Proteína	55kDa
Envio	Bolsa de gelo