

Anticorpo Policlonal Anti-Septina 5 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q99719

Número do item: CM0015574



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra Septina 5 validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Deteta a Septina 5 humana, de camundongo e de rato, uma GTPase citosquelética formadora de filamentos envolvida na citocinese e na secreção plaquetária.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de coelho contra Septina 5
Observações/Apelidos	H5; SEPT5; CDCREL; PNUTL1; CDCREL1; CDCREL-1; HCDCREL-1; Septina 5
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5413
GeneID	5413
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-369 da Septina 5 humana (NP_002679.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q99719
Peso Molecular da Proteína	43kDa
Envio	Saco de gelo