

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Septina-6 Para Wb E Elisa - Q14141

Número do item: CM0027307



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a Septina-6 humana (Q14141), validado para WB e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudos do citoesqueleto, divisão celular e espermatogênese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Septina 6 pAb de Coelho
Observações/Apelido	SEP2; SEPT2; SEPT6; Septina 6
Espécie	Humano
ID do Gene	23157
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 350-434 da Septina 6 humana (NP_055944.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q14141
Peso Proteico	50kDa
Envio	Saco de Gelo