

Anticorpo Policlonal Anti-Septina 7 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q16181

Número do item: CM0026276



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a septina 7 humana (Q16181), validado para WB, IHC-P, ELISA. Reage com humano, camundongo, rato. Imunógeno recombinante direcionado aos aminoácidos 307-436. Adequado para pesquisas sobre citoesqueleto, mitose e ciliogênese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Septina 7 pAb de Coelho
Observações/Apelido	CDC3, CDC10, SEPT7, SEPT7A, NBLA02942, Septina 7
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	989
GeneID	989
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 307-436 da septina 7 humana (NP_001011553.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q16181
Peso da Proteína	51kDa
Envio	Saco com gelo