

Anticorpo Policlonais Anti-Septina 8 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q92599

Número do item: CM0018283



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à Septina 8 humana, adequado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudar dinâmica do citoesqueleto, tráfego de vesículas e vias relacionadas à doença de Alzheimer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Septina 8 pAb de coelho
Observações/Apelidos	SEP2; SEPT8; Septin 8
Espécie	Humano
GeneID (humano)	23176
GeneID	23176
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 348-427 da Septina 8 humana (NP_001287728.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q92599
Peso da Proteína	56kDa
Transporte	Saco de gelo